

Probenentnahme Mykologie

Abstrich

Allgemein

Nach Probenentnahme Watteträger in das Transportmedium für Bakterien hineinstecken.
Hinweis: Biopsien und Punktate sind für die Kultur von Pilzen generell besser geeignet.

Haut, Dermatophyten

Probe (Nagelstückchen, Hautgeschabsel) im Spezialtransportmedium (DermaPak) oder in einem sterilen Gefäss für den mikroskopischen und kulturellen Nachweis einsenden. Zwischenlagerung der Probe bei Raumtemperatur