

b Universität Bern

Medizinische Fakultät Institut für Infektionskrankheiten

Klinische Mikrobiologie

Probenentnahme Parasitologie

Biopsie

Allgemein

Probe nach Entnahme in ein dicht schliessendes, steriles Gefäss geben. Kleine Biopsien auf einen mit wenig steriler physiologischer Kochsalzlösung befeuchteten Gazetupfer legen, um ein Austrocknen der Probe zu vermeiden.

Hinweis: KEIN Formalin verwenden!

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Acanthamoeba spp Der mikroskopische und kulturelle Nachweis von Acanthamoeba spp. bei V.a. Keratitis

erfordert die Einsendung von Hornhautmaterial in speziellem Transportmedium (Page

Saline).

Hinweis: Bei Kontaktlinsenträgern zusätzlich die Kontaktlinsen (siehe dort) zusammen

mit der Aufbewahrungsflüssigkeit mit einsenden.

Mikrofilarien Für den Nachweis von Onchocerca volvulus empfielt sich die Einsendung von

Hautbiopsien.



