

Probenentnahme Allg. Bakteriologie

Fremdmaterial

Drain

Steriles Gefäss, ev. Abstrich. Keine Drainflüssigkeit.

Implantat

(z.B. Prothesen, Osteosynthesematerial, Herzklappen usw.)

Steriles Gefäss.

Katheterspitze

semiquantitativer kultureller Erregernachweis (Keimzahlbestimmung)

Steriles Gefäss. Nur intravasale Katheter (arteriell, venös).

Hinweis: Nach Entnahme Katheter ca. 5 cm ab Spitze mit steriler Schere abschneiden und vorsichtig in den sterilen Transportbehälter fallen lassen.

Urindauerkatheter

Die mikrobiologische Untersuchung von Urindauerkathetern ist nicht indiziert. Diese Proben werden deshalb nicht zur Untersuchung angenommen.