

## Probenentnahme Mykologie

### Fremdmaterial

#### **Drain**

Steriles Gefäss, ev. Abstrich. Keine Drainflüssigkeit.

#### **Implantat** (z.B. Prothesen, Osteosynthesematerial, Herzklappen usw.)

Steriles Gefäss.

#### **Katheterspitze** (semiquantitativer kultureller Erregernachweis (Keimzahlbestimmung))

Steriles Gefäss. Nur intravasale Katheter (arteriell, venös). Hinweis: Katheter oder Einstichstelle vor der Entnahme nicht desinfizieren. Nach Entnahme Katheter ca. 5 cm ab Spitze mit steriler Schere abschneiden und vorsichtig in den sterilen Transportbehälter fallen lassen.

#### **Urindauerkatheter**

Die mikrobiologische Untersuchung von Urindauerkathetern ist nicht indiziert. Diese Proben werden deshalb nicht zur Untersuchung angenommen.