

Probenentnahme Mykobakteriologie

Punktat

Allgemein

Steriles Gefäss.

Hinweis: Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Knochenmark:

Mindestens 1.0 ml Aspirat in ein Citrat-Röhrchen (z.B. Monovette grün) geben.

Hinweis: Vor der Aspiration mit Spitze steril Heparin aufziehen und Spritze anschliessend wieder VOLLSTÄNDIG entleeren.

Liquor:

Siehe dort.