

Probenentnahme Allg. Bakteriologie

Stuhl, nativ

Allgemein

Ca. 1 ccm Stuhl in Stuhlröhrchen ohne Zusätze.

Hinweis: KEIN Formalin (SAF) verwenden!

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Antigennachweis

Clostridium difficile Toxin A & B

Bei Patienten, die länger als 3 Tage hospitalisiert sind, stehen durch das Toxin von Clostridium difficile verursachte Durchfälle in Vordergrund.

Verotoxin

Nachweis des durch entsprechende *Escherichia coli*-Stämme produzierten Verotoxins.

Kultureller Erregernachweis

Eine allgemeine Stuhlbakteriologie umfasst den kulturellen Nachweis von

Salmonella spp.,

Shigella spp. Und

Campylobacter spp.

Hinweis: Folgende kulturelle Erregernachweise müssen gezielt verlangt werden: *Vibrio cholerae*

Yersinia spp.