

Probenentnahme Mykobakteriologie

Stuhl, nativ

Allgemein

Ca. 1 ccm Stuhl in Stuhlröhrchen ohne Zusätze.

Hinweis: **KEIN** Formalin (SAF) verwenden!

Stuhlproben eignen sich nicht für die Abklärung einer vermuteten Darmtuberkulose; dazu ist die Untersuchung von Darmbiopsien notwendig.

Bei Patienten mit schwerer Immunsuppression kann die Untersuchung von Stuhlproben auf Mykobakterien indiziert sein. Bei negativem mikroskopischem Erregernachweis wird in diesen Fällen auf das Anlegen von Kulturen verzichtet.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.