

## Probenentnahme Mykologie

### Stuhl, nativ

#### Mikroskopischer Erregernachweis

Ca. 1 ccm Stuhl in Stuhlröhrchen ohne Zusätze.

Hinweis: **KEIN** Formalin (SAF) verwenden!

Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

#### Kultureller Erregernachweis

Der kulturelle Pilznachweis im Stuhl ist nur ganz ausnahmsweise indiziert und wird daher ohne vorherige Rücksprache mit dem Dienstakademiker der Bakteriologie (181-6701) nicht durchgeführt.