

Probenentnahme Mykologie

Urin

Semiquantitativer kultureller Erregernachweis (Keimzahlbestimmung)

Urin in Vacutainer-Röhrchen, sog. Urine Culture Kit (UCK).

Hinweis: Das empfohlene Urine Culture Kit enthält Borsäure. Diese verhindert die Vermehrung der Erreger während des Transportes der Urinprobe ins Labor. Damit ist sichergestellt, dass die im Labor erhobene der zum Zeitpunkt der Entnahme vorliegenden Keimzahl entspricht. Nativurin ist für diese Untersuchung aus den oben erwähnten Gründen ungeeignet und wird nicht untersucht.

Der Nachweis von *Mycobacterium* spp. oder von Viren aus UCK-Urin ist nicht möglich.