

Probenentnahme Mykologie

Liquor

Steriles Gefäss.

Mikroskopischer und kultureller Erregernachweis: Mindestmenge: 0.5 ml
Cryptococcus neoformans, immunologischer Erregernachweis (Antigennachweis): Mindestmenge: 0.3 ml

Hinweis:

Für den immunologischen Erregernachweis von *Cryptococcus neoformans* dürfen keine Transportgefässe mit Gummistopfen (z.B. Vacutainer-Röhrchen) verwendet werden, da dies Ursache falsch-positiver Testergebnisse sein kann.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Unbedingt auf ausreichende Probenmenge achten, wenn Analysen aus verschiedenen Einheiten veranlasst werden (Summe der Mindestmengen). Es gelten folgende Richtgrössen:

Allgemeine Bakteriologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis) Mindestmenge: 0.5 ml
Mykobakteriologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis): Mindestmenge: 1.0 ml
Parasitologie (molekularbiologischer Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
Virologie (kultureller und/oder molekularbiologischer Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
Antikörperrnachweis (Infektserologie): Mindestmenge: 0.1 ml pro verlangtem Antikörperrnachweis

Wichtig:

Indikationen für den Antikörperrnachweis im Liquor sind:

Neuroborreliose

Neurosyphilis

Subakutsklerosierende Panenzephalitis (SSPE)

Zystizerkose

Bei den oben aufgeführten Fragestellungen ist unbedingt gleichzeitig 5-10 ml Nativblut (z.B. Monovette weiss) einzusenden.