

Probenentnahme Mykobakteriologie

Urin

Allgemein

Pro Entnahme 50-100 ml frisch gelöster Morgenurin (d.h. erster Urin am Morgen als frisch gelöster Mittelstrahlurin) in einem gut schliessenden, sterilen Gefäss einsenden.

Hinweis: Zur vollständigen Abklärung gehört die Entnahme von drei getrennten Proben im Abstand von je 1-2 Tagen.

Kein Sammelurin verwenden.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.