

Probenentnahme Parasitologie

Respiratorische Probe

Bronchialspülflüssigkeit

Steriles Gefäss.

Geeignet für den Nachweis von *Pneumocystis carinii*.

Bronchoalveoläre Lavage

50-100 ml Probe in einem dicht schliessenden, sterilen Gefäss mit **speziellem** Auftragsformular.

Die Verwendung dieses Auftragsformulars erleichtert die syndromorientierte Abklärung.

Der Nachweis von *Legionella* spp., *Nocardia* spp., *Mycobacterium* spp., *Pneumocystis carinii*, dimorphen Pilzen usw. kann auf diesem Auftragsformular auch gezielt verlangt werden.

Hinweis: Telefonische Voranmeldung auf die Suchernummer 181-6701 ist erforderlich.

Die Probe muss bis 14:00 Uhr das Institut erreicht haben, damit die Probenverarbeitung am gleichen Tag gewährleistet werden kann.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Sputum

Steriles Gefäss.

Der Nachweis von *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) muss auf dem Auftragsformular gezielt verlangt werden.

Hinweis: Nicht geeignet für den Nachweis von *Pneumocystis carinii*.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Sputum, induziert

Steriles Gefäss.

Geeignet für den Nachweis von *Pneumocystis carinii*.